

Anticorps Polyclonal Anti-Akr1B1 Pour Wb Et Elisa - P15121

Numéro d'article: CM0015909



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre l'AKR1B1 humaine (réductase des aldoses). Validé pour la WB et l'ELISA, avec une réactivité croisée chez la souris. Convient aux études sur le métabolisme et les complications du diabète.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb de lapin anti-AKR1B1
Remarques/Alias	AR ; ADR ; ALR2 ; ALDR1 ; AKR1B1
Espèce	Homme
GeneID (humain)	231
GeneID	231
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-316 de l'AKR1B1 humaine (NP_001619.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Homme, souris
SWISS	P15121
Poids de la protéine	36 kDa
Expédition	Sac de glace