

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Akr1B1 Pour Wb - P15121

Numéro d'article: CM0022457



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre l'AKR1B1 humain (Aldose réductase). Validé pour WB, IF/ICC, ELISA, et réagit de manière croisée avec l'humain, la souris et le rat. Idéal pour les études sur la voie du polyol et la recherche sur le diabète.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	AKR1B1 Lapin pAb
Remarques/Alias	AR; ADR; ALR2; ALDR1; AKR1B1
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	231
GeneID	231
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-316 de l'AKR1B1 humaine (NP_001619.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P15121
Poids Protéique	36kDa
Expédition	Sac de glace