


Anticorps Polyclonal Anti-Akr1B10 Pour Wb, Ip, Elisa - O60218

Numéro d'article: CM0027070



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant AKR1B10 (ARL-1) pour humain, souris, rat. Validé en WB, IP, ELISA. Détecte la famille des aldéhyde-cétone réductases 1 membre B10 (36 kDa, O60218).

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	AKR1B10 Lapin pAb
Remarques/Alias	HIS; HSI; ARL1; ARL-1; ALDRLn; AKR1B11; AKR1B12; AKR1B10
Espèce	Humain
ID de gène (Humain)	57016
ID de gène	57016
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-316 de l'AKR1B10 humaine (NP_064695.3)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, IP, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	O60218
Poids moléculaire	36kDa
Expédition	Sac de glace