


Anticorps Polyclonal Anti-Akr1C1 Pour Wb, Elisa - Q04828

Numéro d'article: CM0017656



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-AKR1C1 validé pour WB et ELISA, réagissant avec l'humain et la souris. Idéal pour la recherche sur le métabolisme des stéroïdes et les neurostéroïdes ; issu d'un immunogène recombinant couvrant l'AKR1C1 humaine pleine longueur.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	AKR1C1 Lapin pAb
Remarques/Alias	C9; DD1; DDH; DDH1; H-37; HBAB; MBAB; HAKRC; DD1/DD2; 2-ALPHA-HSD; 20-ALPHA-HSD; AKR1C1
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	1645
GeneID	1645
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-323 de l'AKR1C1 humaine (NP_001344.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris
SWISS	Q04828
Poids Protéique	37kDa
Expédition	Sac de glace