


Anticorps Polyklonal Anti-Akr1C2 (Lapin Pab) Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P52895

Numéro d'article: CM0014354



Introduction

CamelBio propose un anticorps polyclonal lapin anti-AKR1C2 de haute qualité validé pour WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Réagit avec l'humain, la souris, le rat ; détecte une protéine de 37kDa. Outil essentiel pour la recherche sur le métabolisme des stéroïdes et les hormones.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	AKR1C2 Lapin pAb
Remarques/Alias	DD; DD2; TDD; BABP; DD-2; DDH2; HBAB; HAKRD; MCDR2; SRXY8; DD/BABP; AKR1C-pseudo; AKR1C2
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	1646
GeneID	1646
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-323 de l'AKR1C2 humaine (NP_995317.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P52895
Poids moléculaire	37kDa
Expédition	Sac de glace