


Anticorps Polyclonal Anti-Akr1C3 Pour Wb, If/Icc, Ip, Elisa - P42330

Numéro d'article: CM0020497



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité dirigé contre l'AKR1C3 humaine, validé pour WB, IF/ICC, IP et ELISA. Réagit de manière croisée avec la souris. Convient pour la recherche sur le métabolisme des androgènes, la signalisation des hormones stéroïdiennes et les cancers hormono-dépendants.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	AKR1C3 Lapin pAb
Remarques/Alias	DD3, DDX, PGFS, HAKRB, HAKRe, HA1753, HSD17B5, hluPGFS, AKR1C3
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	8644
GeneID	8644
Immunogène	Protéine recombinante
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, IP, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	P42330
Poids de la protéine	37kDa
Expédition	Sac de glace