

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Akr1C3 Pour Wb, If/Icc, Elisa - P42330

Numéro d'article: CM0010163



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin de haute qualité ciblant l'AKR1C3 humain (P42330). Validé pour WB, IF/ICC, ELISA ; réagit de manière croisée avec l'humain et la souris. Essentiel pour la recherche sur le métabolisme des androgènes et les cancers hormono-dépendants. Détecte une bande d'environ 37 kDa.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	AKR1C3 Anticorps monoclonal de lapin (mAb)
Remarques/Alias	DD3 ; DDX ; PGFS ; HAKRB ; HAKRe ; HA1753 ; HSD17B5 ; hluPGFS ; AKR1C3
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	8644
GeneID	8644
Immunogène	Un peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 200-300 de l'AKR1C3 humain (P42330)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	P42330
Poids moléculaire de la protéine	37 kDa
Expédition	Sac de glace