


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Akr1C3 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - P42330

Numéro d'article: CM0014800



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité ciblant l'AKR1C3 humain (P42330) pour WB, IHC-P, ELISA. Détecte l'AKR1C3 humain, de souris et de rat. Adapté à l'étude du métabolisme des hormones stéroïdiennes et de la biologie du cancer.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	AKR1C3 Rabbit pAb
Remarques / Alias	DD3; DDX; PGFS; HAKRB; HAKRe; HA1753; HSD17B5; hluPGFS; AKR1C3
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	8644
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-323 de l'AKR1C3 humain (NP_003730.4).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P42330
Poids de la protéine	37kDa
Expédition	Sac de glace