

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Akr1C4 Pour Wb, Elisa - P17516

Numéro d'article: CM0030817



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin AKR1C4 validé pour WB et ELISA. Réagit avec l'AKR1C4 humain, murin et de rat (P17516). Idéal pour l'étude du métabolisme des hormones stéroïdiennes et des voies des neurostéroïdes.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	AKR1C4 Lapin pAb
Remarques/Alias	C11 ; CDR ; DD4 ; CHDR ; DD-4 ; HAKRA ; 3-alpha-HSD ; AKR1C4
Espèce	Humain
Identifiant du gène (Humain)	1109
Identifiant du gène	1109
Immunogène	Protéine recombinante
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P17516
Poids moléculaire de la protéine	37 kDa
Expédition	Sac de glace