

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Akr7A3 Pour Wb, Elisa - O95154

Numéro d'article: CM0031050



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre l'AKR7A3 humain, adapté pour le western blot et l'ELISA. Réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Cible l'aldéhyde réductase de l'aflatoxine B1 impliquée dans la détoxification. Idéal pour étudier la détoxification cellulaire et le métabolisme des toxines.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	AKR7A3 Rabbit pAb
Remarques/Alias	AFAR2; AKR7A3
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	22977
GeneID	22977
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-331 de l'AKR7A3 humain (NP_036199.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	O95154
Poids Moléculaire Protéique	37kDa
Expédition	Sac de glace