

Anti-Akt1 (Phospho T308) Mab De Lapin Pour Wb, Elisa - P31749

Numéro d'article: CM0001387



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin spécifique du phospho-épitope dirigé contre l'AKT1 humaine phosphorylée sur Thr308. Validé pour le Western blot et l'ELISA ; idéal pour la recherche sur la signalisation PI3K/AKT, l'apoptose et le métabolisme cellulaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Phospho-Akt-T308 mAb de lapin
Remarques/Alias	AKT; PKB; RAC; PRKBA; PKB-ALPHA; RAC-ALPHA; Phospho-Akt-T308
Espèce	Humain
GeneID	207
Immunogène	Peptide synthétique : Un peptide phosphorylé synthétique autour du T308 de la Phospho-Akt-T308 humaine (NP_005154.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps phosphorylés
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P31749
Poids de la protéine	56kDa
Expédition	Sac de glace