

Anticorps Polyclonal Anti-Akt1 Pour Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa - P31749

Numéro d'article: CM0016417



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-AKT1 de haute qualité, validé pour les applications WB, IF/ICC, IHC-P et ELISA. Détecte l'AKT1 humain, de souris et de rat (~56 kDa). Idéal pour les études sur la signalisation PI3K/AKT, la survie cellulaire et la biologie du cancer.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Description
Nom du produit	AKT1 Rabbit pAb
Remarques/Alias	AKT; PKB; RAC; PRKBA; PKB-ALPHA; RAC-ALPHA; AKT1
Espèce	Humain
GenelD (Humain)	207
GenelD	207
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 350-480 de l'AKT1 humain (NP_005154.2)
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P31749
Poids de la protéine	56 kDa
Expédition	Sac de glace