

Anticorps Polyclonal Anti-Akt1 Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P31749

Numéro d'article: CM0030275



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant l'AKT1 humaine (PKB/RAC-alpha). Validé pour WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Réagit croisé avec la souris, le rat. Idéal pour la recherche sur la signalisation AKT dans le métabolisme cellulaire, la prolifération et la survie.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	AKT1 Lapin pAb
Remarques/Alias	AKT; PKB; RAC; PRKBA; PKB-ALPHA; RAC-ALPHA; AKT1
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	207
GeneID	207
Immunogène	Un peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 100-200 de l'AKT1 humaine (NP_005154.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P31749
Poids de la protéine	56kDa
Expédition	Sac de glace