

Anticorps Monoclonal Lapin Anti-Akt1/2 Pour Wb, Ihc, Elisa - P31749 / P31751

Numéro d'article: CM0010853



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin ciblant AKT1 et AKT2 humains, validé pour WB, IHC et ELISA. Réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Idéal pour l'étude de la signalisation AKT dans la recherche sur le cancer et le métabolisme.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Détails
Nom du Produit	AKT1/2 mAb Lapin
Remarques/Alias	AKT; PKB; RAC; PRKBA; PKB-ALPHA; RAC-ALPHA; PKBB; PRKBB; HIHGH; PKBBETA; RAC-BETA; AKT1/2
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	207/208
GeneID	207/208
Immunogène	Peptide Synthétique
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P31749/P31751
Poids Protéique	56kDa
Expédition	Sac de glace