

## Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Akt1/Akt2/Akt3 Pour Wb, Elisa - P31749/P31751/Q9Y243

Numéro d'article: CM0024318



### Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre AKT1/AKT2/AKT3, validé pour le Western blot et l'ELISA. Réagit de manière croisée avec l'humain, la souris et le rat. Idéal pour étudier la signalisation AKT dans le cancer, le métabolisme et la survie cellulaire.

[En savoir plus](#)

| Paramètre          | Valeur                                                                                                                                |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nom du produit     | AKT1/AKT2/AKT3 Rabbit pAb                                                                                                             |
| Remarques/Alias    | AKT; PKB; RAC; PRKBA; PKB-ALPHA; RAC-ALPHA                                                                                            |
| Espèce             | Humain                                                                                                                                |
| GeneID (Humain)    | 207/208/10000                                                                                                                         |
| GeneID             | 207/208/10000                                                                                                                         |
| Immunogène         | Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-123 de l'AKT1/AKT2/AKT3 humain (NP_005154.2) |
| Source             | Lapin                                                                                                                                 |
| Catégorie          | Anticorps polyclonaux                                                                                                                 |
| Application        | WB, ELISA                                                                                                                             |
| Réactivité croisée | Humain, Souris, Rat                                                                                                                   |
| SWISS              | P31749/P31751/Q9Y243                                                                                                                  |
| Poids protéique    | 56kDa                                                                                                                                 |
| Expédition         | Sac de glace                                                                                                                          |