


Anticorps Monoclonal Anti-Akt1S1/Pras40 Pour Wb, Elisa - Q96B36

Numéro d'article: CM0011445



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin dirigé contre l'AKT1S1/PRAS40 humain, adapté pour WB et ELISA. Réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Idéal pour les études de signalisation mTORC1. Poids de la protéine : 27 kDa.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	AKT1S1/PRAS40 Lapin mAb
Remarques/Alias	Lobe; PRAS40; AKT1S1/PRAS40
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	84335
GeneID	84335
Immunogène	Peptide Synthétique
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q96B36
Poids de la Protéine	27 kDa
Expédition	Sac de glace