


Anti-Akt1S1/Pras40 Lapin Pab Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q96B36

Numéro d'article: CM0030710



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant AKT1S1/PRAS40, un régulateur négatif clé de mTORC1. Validé pour WB, IHC-P, IF/ICC et ELISA. Réagit de manière croisée avec l'humain, la souris, le rat. Poids moléculaire 27 kDa. Utile pour la recherche sur la croissance cellulaire et le cancer.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	AKT1S1/PRAS40 Lapin pAb
Remarques/Alias	Lobe ; PRAS40 ; AKT1S1/PRAS40
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	84335
GeneID	84335
Immunogène	Peptide synthétique
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q96B36
Poids protéique	27 kDa
Expédition	Sac de glace