


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Akt1S1/Pras40 Pour Wb, Elisa - Q96B36

Numéro d'article: CM0020567



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant AKT1S1/PRAS40, un régulateur négatif de mTORC1, pour le Western blot et l'ELISA. Reconnaît l'AKT1S1/PRAS40 humain ; poids moléculaire prévu de 27 kDa. Idéal pour la recherche sur la détection des nutriments et le cancer.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	AKT1S1/PRAS40 Lapin pAb
Remarques/Alias	Lobe; PRAS40; AKT1S1/PRAS40
Espèce	Humain
ID de Gène (Humain)	84335
ID de Gène	84335
Immunogène	Peptide synthétique, une séquence située dans les acides aminés 150-256 de l'AKT1S1/PRAS40 humain (NP_001092103.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	Humain
SWISS	Q96B36
Poids Protéique	27 kDa
Expédition	Sac de glace