


Anticorps Monoclonal Anti-Akt2 Pour Wb - P31751

Numéro d'article: CM0006921



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin ciblant l'AKT2 humaine (P31751), validé pour WB, IHC-P, IF/ICC et ELISA. Convient à l'étude de la signalisation PI3K/AKT, du métabolisme du glucose et de la survie cellulaire sur des échantillons humains, de souris et de rat.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	AKT2 Rabbit mAb
Remarques/Alias	PKBB; PRKBB; HIHGH; PKBBETA; RAC-BETA; AKT2
Espèce	Humain
ID de Gène (Humain)	208
ID de Gène	208
Immunogène	Peptide synthétique : Un peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 390-490 de l'AKT2 humaine.
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P31751
Poids Protéique	56kDa
Expédition	Sac de glace