


Anticorps Polyclonal Anti-Akt2 Pour Wb, Elisa - P31751

Numéro d'article: CM0021831



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant l'AKT2 humain (PKB beta). Validé pour WB et ELISA, avec réactivité croisée chez l'homme et la souris. Adapté pour l'étude de la signalisation insulinique, du transport du glucose, de l'apoptose et des voies cancéreuses.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	AKT2 Rabbit pAb
Remarques / Alias	PKBB; PRKBB; HIHGHH; PKBBETA; RAC-BETA; AKT2
Espèce	Humain
GeneID	208
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 381 et 481 de l'AKT2 humain (NP_001617.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	P31751
Poids de la protéine	56kDa
Expédition	Sac de glace