

Anticorps Monoclonal Anti-Akt3 Pour Wb, Elisa - Q9Y243

Numéro d'article: CM0007622



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin ciblant l'AKT3 humain, validé pour le WB et l'ELISA. Réagit avec l'AKT3 humain, murin et de rat. Idéal pour les études de la signalisation AKT, du cancer, du métabolisme et du développement cérébral.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb de lapin AKT3
Remarques/Alias	MPPH; PKBG; MPPH2; PRKBG; STK-2; PKB-GAMMA; RAC-gamma; RAC-PK-gamma; AKT3
Espèce	Humain
ID du gène (humain)	10000
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 93-154 de l'AKT3 humain (NP_005456.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, souris, rat
SWISS	Q9Y243
Poids de la protéine	56kDa
Expédition	Sac de glace