

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Akt3 Pour Wb, Elisa - Q9Y243

Numéro d'article: CM0017904



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant l'AKT3 humaine (protéine kinase sérine/thréonine RAC-gamma), validé pour le Western blot et l'ELISA, avec réactivité croisée pour la souris et le rat. Convient pour la recherche sur la signalisation AKT dans le développement cérébral et le cancer.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Spécification
Nom du produit	AKT3 Lapin pAb
Remarques/Alias	MPPH, PKBG, MPPH2, PRKBG, STK-2, PKB-GAMMA, RAC-gamma, RAC-PK-gamma, AKT3
Espèce	Humain
ID de gène (Humain)	10000
ID de gène	10000
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 90-190 de l'AKT3 humaine (NP_859029.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9Y243
Poids de la protéine	56kDa
Expédition	Sac de glace