


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Alad Pour Wb, Elisa - P13716

Numéro d'article: CM0030711



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité ciblant l'ALAD humaine (acide delta-aminolévulinique déshydratase/synthase de porphobilinogène). Validé pour le Western blot et l'ELISA. Convient aux études sur la biosynthèse de l'hème et le métabolisme des porphyrines.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	ALAD Lapin pAb
Remarques/Alias	PBGS; ALADH; ALAD
Espèce	Humain
GeneID (humain)	210
GeneID	210
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-330 de l'ALAD humaine (NP_000022.3).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P13716
Poids de la protéine	36kDa
Expédition	Sac de glace