

## Anticorps Monoclonal Anti-Alas1 Pour Wb, Elisa - P13196

Numéro d'article: CM0008224

### Introduction

Anticorps monoclonal lapin Anti-ALAS1 validé pour WB et ELISA. Détecte l'ALAS1 humaine, une enzyme mitochondriale catalysant l'étape limitante de la biosynthèse de l'hème. Idéal pour la recherche sur le métabolisme de l'hème et la porphyrie.

[En savoir plus](#)

| Paramètre          | Valeur                                                                                                                                     |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nom du Produit     | ALAS1 Lapin mAb                                                                                                                            |
| Remarques/Alias    | ALAS; MIG4; ALAS3; ALASH; ALAS-H; ALAS1                                                                                                    |
| Espèce             | Humain                                                                                                                                     |
| GeneID (Humain)    | 211                                                                                                                                        |
| GeneID             | 211                                                                                                                                        |
| Immunogène         | Peptide Synthétique Un peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 541-640 de l'ALAS1 humaine (P13196). |
| Source             | Lapin                                                                                                                                      |
| Catégorie          | Anticorps Monoclonaux                                                                                                                      |
| Application        | WB, ELISA                                                                                                                                  |
| Réactivité Croisée | Humain                                                                                                                                     |
| SWISS              | P13196                                                                                                                                     |
| Poids Protéique    | 71kDa                                                                                                                                      |
| Expédition         | Sac de glace                                                                                                                               |