

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Alas1 Pour If/Icc Et Elisa - P13196

Numéro d'article: CM0014145

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité dirigé contre l'ALAS1 humain, validé pour IF/ICC et ELISA. Détecte spécifiquement l'ALAS1 humain, une enzyme clé dans la biosynthèse de l'hème. Idéal pour les études mitochondriales ; poids protéique 71 kDa.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb de Lapin ALAS1
Remarques/Alias	ALAS; MIG4; ALAS3; ALASH; ALAS-H; ALAS1
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	211
GeneID	211
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-250 de l'ALAS1 humain (NP_954635.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P13196
Poids protéique	71 kDa
Expédition	Sac de glace