

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Alas1 Pour Wb, Elisa - P13196

Numéro d'article: CM0024853

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant l'ALAS1 humain (5-aminolévulinate synthase 1). Validé pour WB et ELISA ; présente une réactivité croisée avec la souris et le rat. Convient pour la recherche sur la biosynthèse de l'hème et le développement de tests.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	ALAS1 Lapin pAb
Remarques/Alias	ALAS ; MIG4 ; ALAS3 ; ALASH ; ALAS-H ; ALAS1
Espèce	Humain
ID du gène (Humain)	211
ID du gène	211
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-250 de l'ALAS1 humain (NP_954635.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P13196
Poids moléculaire de la protéine	71 kDa
Expédition	Sac de glace