

Anticorps Polyclonal Anti-Alas2 Pour Wb, Elisa - P22557

Numéro d'article: CM0026184



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre l'ALAS2 humain, validé pour WB et ELISA. Reconnaît l'ALAS2 humain, souris, rat ; adapté pour la recherche sur la biosynthèse de l'hème et l'érythropoïèse.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	ALAS2 Lapin pAb
Remarques/Alias	ASB; ANH1; XLSA; ALASE; XLDPP; XLEPP; ALAS-E; SIDBA1; ALAS2
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	212
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 50-320 de l'ALAS2 humaine (NP_001033057.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P22557
Poids Protéique	65kDa
Expédition	Sac de glace