


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Albumine Pour Wb, If/Icc, If-P, Elisa - P02768

Numéro d'article: CM0018651



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-albumine validé pour WB, IF/ICC, IF-P, ELISA. Réagit avec l'humain, la souris, le rat. Immunogène : protéine recombinante. Idéal pour les études sur la pression osmotique plasmatique et le transport des métaux.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Albumine Lapin pAb
Remarques/Alias	HSA; FDAHT; PRO0883; PRO0903; PRO1341; Albumine
Espèce	Humain
GenelD (Humain)	213
GenelD	213
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 25-609 de l'albumine humaine (NP_000468.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, IF-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P02768
Poids de la protéine	69kDa
Expédition	Sac de glace