


Anticorps Monoclonal Anti-Albumine/Alb Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P02768

Numéro d'article: CM0005521



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin dirigé contre l'Albumine/ALB humaine, validé pour Western blot, immunohistochimie, immunofluorescence et ELISA. Convient pour des échantillons humains, de souris et de rat.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Albumine/ALB mAb de lapin
Remarques/Alias	ALB; HSA; PRO0883; PRO0903; PRO1341; albumine; Albumine/ALB
Espèce	Humaine
Identifiant du gène (Humain)	213
Identifiant du gène	213
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 25-609 de l'Albumine/ALB humaine (NP_000468.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Applications	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P02768
Poids de la protéine	45kDa/47kDa/69kDa
Expédition	Sac de glace