

Anticorps Monoclonal Anti-Alcool Déshydrogénase 1A Pour Wb, Elisa - P07327

Numéro d'article: CM0003381



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin dirigé contre l'Alcool déshydrogénase 1A humaine (ADH1A), validé pour WB et ELISA. Réagit de manière croisée avec la souris. Idéal pour la recherche sur le métabolisme de l'alcool. - P07327.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Anticorps monoclonal de lapin anti-Alcool Déshydrogénase
Remarques/Alias	ADH1 ; Alcool Déshydrogénase
Espèce	Humain
Identifiant du gène (Humain)	124
Identifiant du gène	124
Immunogène	Un peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 1-100 de l'Alcool Déshydrogénase humaine (P07327).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Souris
SWISS	P07327
Poids moléculaire de la protéine	40 kDa
Expédition	Glacière