

Anticorps Monoclonal Anti-Aldh16A1 Pour Wb Et Elisa - Q8Iz83

Numéro d'article: CM0011509

Introduction

Anticorps monoclonal de lapin ciblant l'ALDH16A1 humaine, validé pour le Western blot et l'ELISA. Détecte une bande d'environ 85 kDa dans des échantillons humains, murins et de rat. Idéal pour la recherche sur les aldéhyde déshydrogénases en métabolisme et en protéomique.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb ALDH16A1 de lapin
Espèce	Humaine
ID du gène	126133
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 500 et 600 de l'ALDH16A1 humaine (Q8Iz83)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humaine, souris, rat
SWISS	Q8Iz83
Poids de la protéine	85 kDa
Expédition	Sac réfrigérant