

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Aldh18A1 Pour Wb, Elisa - P54886

Numéro d'article: CM0016225



Introduction

Anticorps Polyclonal de Lapin ALDH18A1 de haute qualité validé pour WB et ELISA. Réagit avec l'humain, la souris, le rat. Idéal pour l'étude de la biosynthèse de la proline et du métabolisme mitochondrial.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	ALDH18A1 Lapin pAb
Remarques/Alias	GSAS; P5CS; PYCS; SPG9; ADCL3; SPG9A; SPG9B; ARCL3A; ALDH18A1
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	5832
GeneID	5832
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-240 de l'ALDH18A1 humaine (NP_002851.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P54886
Poids Moléculaire	87kDa
Expédition	Sac de glace