


Anticorps Monoclonal Anti-Aldh1A1 Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P00352

Numéro d'article: CM0007162



Introduction

Anticorps monoclonal recombinant de lapin ciblant l'ALDH1A1 humaine, validé pour WB, IHC-P, IF/ICC et ELISA. Réagit également avec les protéines de souris et de rat. Reconnaît une protéine cytosolique de 55 kDa impliquée dans la synthèse de l'acide rétinolique.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	ALDH1A1 Rabbit PolymAb®
Remarques/Alias	ALDC ; ALDH1 ; HEL-9 ; HEL12 ; PUMB1 ; ALDH11 ; RALDH1 ; ALDH-E1 ; HEL-S-53e
Espèce	Humaine
ID du gène (humain)	216
ID du gène	216
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 250 et 350 de l'ALDH1A1 humaine (NP_000680.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, souris, rat
SWISS	P00352
Poids moléculaire	55 kDa
Expédition	Sac réfrigérant