


Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Aldh1A1 Pour Wb, If/Icc, Ip, Elisa - P00352

Numéro d'article: CM0002988



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin spécifique de l'ALDH1A1 humain (ALDC, RALDH1). Validé pour WB, IF/ICC, IP, ELISA avec réactivité croisée pour la souris et le rat. Idéal pour la recherche sur le métabolisme de l'acide rétinique et la détoxification.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	ALDH1A1 Anticorps monoclonal de lapin (mAb)
Remarques/Alias	ALDC; ALDH1; HEL-9; HEL12; PUMB1; ALDH11; RALDH1; ALDH-E1; HEL-S-53e; ALDH1A1
Espèce	Humain
Identifiant du gène	216
Immunogène	Peptide synthétique
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IF/ICC, IP, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P00352
Poids moléculaire de la protéine	55 kDa
Expédition	Sac de glace