


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Aldh1A1 Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P00352

Numéro d'article: CM0021337



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-ALDH1A1 pour WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA ; réagit avec l'humain, la souris et le rat. Explorez la fonction de l'aldéhyde déshydrogénase 1A1 dans le métabolisme de l'acide rétinoïque et la détoxification cellulaire grâce à cet anticorps polyclonal de lapin validé.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	ALDH1A1 pAb de lapin
Remarques/Alias	ALDC ; ALDH1 ; HEL-9 ; HEL12 ; PUMB1 ; ALDH11 ; RALDH1 ; ALDH-E1 ; HEL-S-53e ; ALDH1A1
Espèce	Humain
GeneID (humain)	216
GeneID	216
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 301 et 400 de l'ALDH1A1 humaine (NP_000680.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, souris, rat
SWISS	P00352
Poids moléculaire	55 kDa
Expédition	Sac de glace