


Anticorps Monoclonal Anti-Aldh1A2 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - 094788

Numéro d'article: CM0008833



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin anti-ALDH1A2 validé pour le Western blot, l'immunohistochimie et l'ELISA. Détecte l'ALDH1A2 humain, murin et de rat ; immunogène recombinant issu de la séquence N-terminale ; protéine de 57 kDa ; expédié sur glace ; idéal pour les études de signalisation de l'acide rétinoïque et du développement.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	ALDH1A2 AcM Lapin
Remarques/Alias	DIH4 ; RALDH2 ; RALDH2-T ; RALDH(II) ; ALDH1A2
Espèce	Humain
GenelD (humain)	8854
GenelD	8854
Immunogène	Peptide synthétique : un peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 1-100 de l'ALDH1A2 humain (NP_003879.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	094788
Poids moléculaire de la protéine	57 kDa
Expédition	Sac de glace