


Anticorps Polyclonal Anti-Aldh1A2 Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - 094788

Numéro d'article: CM0026546



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant l'ALDH1A2 (RALDH2) humain pour WB, IHC-P, IF/ICC et ELISA. Réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Idéal pour la recherche sur la signalisation de l'acide rétinoïque dans le développement et les pathologies.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	ALDH1A2 pAb de lapin
Remarques / Alias	DIH4; RALDH2; RALDH2-T; RALDH(II); ALDH1A2
Espèce	Humain
Identifiant de gène (Humain)	8854
Identifiant de gène	8854
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-180 de l'ALDH1A2 humain (NP_733797.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	094788
Poids de la protéine	57 kDa
Expédition	Sac de glace