


Anticorps Polyclonal Anti-Aldh1A3 Pour Wb Et Elisa - P47895

Numéro d'article: CM0016547



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-ALDH1A3 validé pour Western blot et ELISA. Détecte l'ALDH1A3 humain et murin, une rétinaldéhyde déshydrogénase essentielle à la synthèse de l'acide rétinoïque et au développement oculaire embryonnaire. Idéal pour la recherche en métabolisme et biologie du développement.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	ALDH1A3 Rabbit pAb
Remarques / Alias	ALDH6; MCOP8; RALDH3; ALDH1A6; ALDH1A3
Espèce	Humain
ID du gène (Humain)	220
ID du gène	220
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-140 de l'ALDH1A3 humain (NP_000684.2)
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Applications	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	P47895
Poids de la protéine	56 kDa
Expédition	Sac de glace