

Anticorps Polyclonal Anti-Aldh1B1 Pour Wb, If/Icc, Elisa - P30837

Numéro d'article: CM0029213



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant l'ALDH1B1 humain (aldéhyde déshydrogénase mitochondriale). Validé pour WB, IF/ICC, ELISA ; présente une réactivité croisée avec la souris et le rat. Convient pour l'étude du métabolisme de l'alcool et du stress oxydatif.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	ALDH1B1 Rabbit pAb
Remarques/Alias	ALDH5 ; ALDHX ; ALDH1B1
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	219
GeneID	219
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 278-517 de l'ALDH1B1 humain (NP_000683.3).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P30837
Poids moléculaire de la protéine	57 kDa
Expédition	Sac de glace