

Anticorps Polyclonal Anti-Aldh1B1 Pour Wb, If/Icc, Elisa - P30837

Numéro d'article: CM0018530



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre l'aldéhyde déshydrogénase mitochondriale humaine ALDH1B1, validé pour WB, IF/ICC et ELISA. Idéal pour les études sur le métabolisme de l'alcool, la détoxification et le stress oxydatif.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	ALDH1B1 Lapin pAb
Remarques/Alias	ALDH5; ALDHX; ALDH1B1
Espèce	Humain
ID de Gène (Humain)	219
ID de Gène	219
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 278-517 de l'ALDH1B1 humaine (NP_000683.3)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité Croisée	Humain
SWISS	P30837
Poids Protéique	57kDa
Expédition	Sac de glace