


Anticorps Polyclonal Anti-Aldh1L1 Pour Wb, Elisa - 075891

Numéro d'article: CM0025438



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin spécifique de l'ALDH1L1 humain, adapté pour WB et ELISA. Réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Cible la 10-formyltétrahydrofolate déshydrogénase cytosolique, une enzyme clé du métabolisme à un carbone.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	ALDH1L1 pAb de lapin
Remarques / Alias	FDH; FTHFD; 10-FTHF; 10-FTHFDH; ALDH1L1
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	10840
GeneID	10840
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-250 de l'ALDH1L1 humain (NP_036322.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	O75891
Poids de la protéine	99kDa
Expédition	Sac de glace