


Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Aldh1L1 Pour Wb, If, Ihc, Elisa - O75891

Numéro d'article: CM0009123



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin de haute qualité contre l'ALDH1L1 humain (10-formyltétrahydrofolate déshydrogénase cytosolique). Validé pour WB, IF, IHC-P, ELISA. Réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Idéal pour la recherche sur le métabolisme à un carbone et le cancer.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	ALDH1L1 Anticorps monoclonal de lapin
Remarques/Alias	FDH; FTHFD; 10-FTHF; 10-FTHFDH; ALDH1L1
Espèce	Humain
Identifiant du gène (Humain)	10840
Identifiant du gène	10840
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 180-300 de l'ALDH1L1 humain (O75891)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IF-F, IF-P, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	O75891
Poids moléculaire de la protéine	99 kDa
Expédition	Sac de glace