

Anticorps Polyclonal Anti-Aldh1L2 Pour Wb Et Elisa - Q3Sy69

Numéro d'article: CM0014502

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre l'ALDH1L2 humain, validé pour WB et ELISA. Réagit avec l'humain, la souris et le rat. Déshydrogénase mitochondriale du 10-formyltétrahydrofolate dans le métabolisme à un carbone. Poids moléculaire prédit de 102 kDa.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	ALDH1L2 Rabbit pAb
Remarques/Alias	mtFDH ; ALDH1L2
Espèce	Humain
Identifiant du gène (Humain)	160428
Identifiant du gène	160428
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 280-480 de l'ALDH1L2 humain (NP_001029345.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q3SY69
Poids protéique	102kDa
Expédition	Sac de glace