


Anticorps Polyclonal Anti-Aldh2 Pour Wb, Elisa - P05091

Numéro d'article: CM0017629



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre l'aldéhyde déshydrogénase mitochondriale humaine ALDH2, validé pour Western blot et ELISA. Détecte l'ALDH2 de souris et de rat ; ~56 kDa.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	ALDH2 Rabbit pAb
Remarques / Alias	ALDM ; ALDH1 ; ALDH-E2 ; ALDH2
Espèce	Humain
GeneID (humain)	217
GeneID	217
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1 à 380 de l'ALDH2 humain (NP_000681.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Souris, Rat
SWISS	P05091
Poids de la protéine	56 kDa
Expédition	Sac isotherme