


Anticorps Polyclonal Anti-Aldh2 Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P05091

Numéro d'article: CM0015125



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre l'ALDH2 humaine, validé pour WB, IHC-P, IF/ICC et ELISA. Présente une réactivité croisée avec la souris et le rat. Idéal pour l'étude de l'aldéhyde déshydrogénase mitochondriale dans l'élimination du formaldéhyde et les maladies associées.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	ALDH2 Rabbit pAb
Remarques/Alias	ALDM ; ALDH1 ; ALDH-E2 ; ALDH2
Espèce	Humaine
GeneID (humain)	217
GeneID	217
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 321-480 de l'ALDH2 humaine (NP_000681.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humaine, souris, rat
SWISS	P05091
Poids de la protéine	56 kDa
Expédition	Sac de glace