

Anticorps Polyclonal Anti-Aldh3A1 Pour Wb, If/Icc, If-P, Elisa - P30838

Numéro d'article: CM0027784



Introduction

ALDH3A1 Rabbit pAb validé pour WB, IF/ICC, IF-P, ELISA. Réactivité croisée avec humain, souris, rat. Détecte une protéine de 50 kDa. Adapté à la recherche sur la cornée et la détoxification.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	ALDH3A1 pAb de lapin
Remarques / Alias	ALDH3; ALDHIII; ALDH3A1
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	218
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-300 de l'ALDH3A1 humain (NP_001128640.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, IF-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P30838
Poids de la protéine	50 kDa
Expédition	Sachet de glace