

Anticorps Monoclonal Lapin Anti-Aldh3A1 Pour Wb, If-P, Elisa - P30838

Numéro d'article: CM0007549



Introduction

Anticorps monoclonal lapin validé anti-ALDH3A1 pour WB, IF-P, ELISA. Réagit avec l'humain, la souris et le rat. Cible l'aldéhyde déshydrogénase 3A1 (P30838), une enzyme cytoplasmique essentielle pour la détoxification des aldéhydes et la protection cornéenne contre les UV. 50 kDa.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb lapin anti-ALDH3A1
Remarques / Alias	ALDH3; ALDHIII; ALDH3A1
Espèce	Humain
Identifiant du gène (Humain)	218
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-300 de l'ALDH3A1 humain. (NP_000682.3)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Applications	WB, IF-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P30838
Poids de la protéine	50kDa
Expédition	Sac de glace