

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Aldh3A1 Pour Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P11883

Numéro d'article: CM0009592



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin dirigé contre ALDH3A1, une aldéhyde déshydrogénase cytoplasmique de 50 kDa. Validé pour WB, IF-P, IHC-P et ELISA. Réagit de manière croisée avec les protéines humaines, murines et de rat. Convient aux recherches sur la cornée et la détoxification.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb de lapin anti-ALDH3A1
Remarques/Alias	AHDC ; Aldh ; Ahd-c ; Aldh3 ; Aldh3a1
Espèce	Rat
GeneID (humain)	218
GeneID	25375
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1 à 103 de l'Aldh3a1 de rat (NP_114178.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, souris, rat
SWISS	P11883
Poids moléculaire	50 kDa
Expédition	Sac de glace