

Anticorps Polyclonal Anti-Aldh4A1 Pour Wb, If/Icc, Elisa - P30038

Numéro d'article: CM0021998



Introduction

CamelBio propose un anticorps polyclonal de lapin anti-ALDH4A1 validé pour la WB, l'IF/ICC et l'ELISA chez l'humain, la souris et le rat. Il cible la delta-1-pyrroline-5-carboxylate déshydrogénase mitochondriale, essentielle au métabolisme de la proline et du glutamate.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	ALDH4A1 pAb de lapin
Remarques/Alias	P5CD ; ALDH4 ; P5CDh
Espèce	Humain
ID du gène (humain)	8659
ID du gène	8659
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 354-563 de l'ALDH4A1 humaine (NP_003739.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, souris, rat
SWISS	P30038
Poids moléculaire	62 kDa
Expédition	Avec poche de glace