

Anticorps Monoclonal Lapin Anti-Aldh4A1 Pour Wb - P30038

Numéro d'article: CM0012665



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin contre l'ALDH4A1 humain, validé pour WB, IHC, IF/ICC, ELISA. Détecte l'humain, la souris, le rat. Idéal pour l'étude du métabolisme de la proline et de la fonction mitochondriale.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	ALDH4A1 mAb Lapin
Remarques/Alias	P5CD; ALDH4; P5CDh; ALDH4A1
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	8659
GeneID	8659
Immunogène	Protéine recombinante
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P30038
Poids de la Protéine	62kDa
Expédition	Sac de glace